

AMEDA FINESSE™

BREAST PUMP | TIRE-LAIT | SACALECHE

EN | Instructions for use

FR | Mode d'emploi

ES | Instrucciones de uso



Pump parts may vary | Les parties de tire-lait peuvent varier |
Los parts de bomba y las piezas de la bomba pueden variar

 **Ameda**®

Congratulations on joining the Ameda family!

We are excited to help you meet your breastfeeding goals along your breastfeeding journey with your baby. With our Finesse™ breast pump and HygieniKit® Milk Collection System, you can express and collect your breast milk safely and effectively.

The Ameda HygieniKit is a closed system that contains a diaphragm that keeps the air from the pump and tubing separate from the pump parts that are exposed to your breast milk, so your tubing stays dry. This diaphragm helps prevent milk backup into tubing.

If you have any questions regarding your Finesse™ breast pump or HygieniKit, we have a certified customer service ParentCare team available to help you. Have your breast pump and parts nearby when you call. ParentCare is available by phone during business hours on weekdays at **1-866-992-6332(1-866-99-AMEDA)**. Please check **www.ameda.com** for up-to-date available times.

For more information about breastfeeding, breast pumping or Ameda products visit **www.ameda.com**. For more product information or feedback in other countries, visit **www.ameda.com** for a list of distributors outside of the United States.

Félicitations! Vous faites désormais partie de la famille Ameda!

Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à ce que votre allaitement soit réussi et de vous accompagner pendant que vous allaitez votre bébé. Grâce à votre tire-lait Finesse™ et au système de collecte de lait HygieniKit^{MD}, vous pouvez pomper et recueillir le lait maternel de manière sûre et efficace.

L'ensemble HygieniKit d'Ameda est un système clos qui comprend un diaphragme empêchant l'air de la pompe et des tubes de venir au contact des pièces du tire-lait exposées au lait maternel, de sorte que les tubes demeurent secs. Le diaphragme aide à prévenir le reflux du lait dans les tubes.

Si vous avez des questions à propos du tire-lait Finesse™ et du système de collecte de lait HygieniKit, les spécialistes certifiés de notre équipe de service à la clientèle ParentCare sont disponibles pour vous aider. Avant de nous appeler, placez à portée de main votre tire-lait et les accessoires. ParentCare est à votre écoute du lundi au vendredi, durant les heures ouvrables, au **1-866-992-6332(1-866-99-AMEDA)**. Veuillez consulter le **www.ameda.com** pour vous renseigner sur les heures ouvrables en vigueur.

Pour en savoir plus sur l'allaitement, l'utilisation du tire-lait ou les produits Ameda, visitez le **www.ameda.com**. Pour obtenir des renseignements sur nos produits ou de la rétroaction dans d'autres pays, visitez le **www.ameda.com** pour consultez la liste des distributeurs situés à l'extérieur des États-Unis.

¡Felicitaciones por unirse a la familia Ameda!

Nos complace ayudarla a cumplir con sus objetivos de lactancia en el transcurso de la experiencia de amamantar a su bebé. Con nuestra bomba de extracción Finesse™ y el sistema de recolección de leche HygieniKit®, puede extraer y recolectar su leche materna de manera segura y efectiva.

HygieniKit, de Ameda, es un sistema cerrado que contiene un diafragma que mantiene libre de aire la bomba y la manguera separada de las piezas de la bomba expuestas a la leche materna, de manera que la manguera permanece seca. Este diafragma ayuda a evitar que la leche regrese a la manguera.

Si tiene alguna pregunta con respecto a la bomba de extracción Finesse™ o al sistema HygieniKit, contamos con un equipo de servicio de atención al cliente certificado ParentCare disponible para ayudarla. Tenga a la mano su bomba de extracción y las piezas cuando llame. ParentCare está disponible durante el horario de atención comercial los días entre semana por teléfono al **1-866-992-6332(1-866-99-AMEDA)**. Visite **www.ameda.com** para obtener los horarios de disponibilidad actualizados.

Para obtener más información sobre lactancia, bombas de extracción o productos de Ameda, visite **www.ameda.com**. Para obtener más información o comentarios sobre productos en otros países, visite **www.ameda.com** y consulte la lista de distribuidores fuera de los Estados Unidos.

TABLE OF CONTENTS

1. WARNINGS AND CAUTIONS.....	6-8
2. INTENDED USE.....	8
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	9
4. SET-UP INSTRUCTIONS.....	10-12
4.1 Before First Use: Cleaning The HygieniKit.....	10
4.2 Assembling The HygieniKit.....	11-12
5. INSPECTING BEFORE PUMPING.....	13
6. OPERATING INSTRUCTIONS.....	13-16
6.1 Plug into Power Source.....	13-14
6.2 Important to Know Before Breast Pumping.....	14
6.3 To Begin Pumping.....	15
6.4 How to Fit Your Flange.....	16
6.5 Storing Pumped Milk in Bottles.....	16
7. CLEANING THE HYGIENIKIT.....	17-18
8. MAINTENANCE.....	18-19
8.1 Breast Pump Valve Check.....	18
8.2 AC Power Adapter Care.....	19
9. TROUBLESHOOTING.....	20-21
10. WARRANTY.....	22
11. TECHNICAL DATA.....	23
12. STORAGE AND OPERATIONAL CONDITIONS.....	23
13. TRAVEL OR INTERNATIONAL USE.....	23
14. AMEDA ACCESSORIES AND SPARE PARTS.....	24

Icon Glossary



Warning



Caution



Important



Fragile



Protect from
sunlight



Keep Dry



Manufacturer



Temperature Limitation For Transport/
Storage



Humidity Limitation For Transport/
Storage



Temperature Limitation For Operation



Humidity Limitation For Operation



Pressure Limitation For
Operation/Transport/Storage



Waste Electrical and
Electronic Equipment



Serial Number



Catalogue Number



Unit of Measure



Expiration



71WV
E189700
Breast Pump

UL Listed

TABLES DES MATIÈRES

1. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE.....	25-26
2. UTILISATION PRÉVUE.....	28
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	29
4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE.....	30-31
4.1 Avant la première utilisation : nettoyage du système HygieniKit.....	30
4.2 Montage du système HygieniKit.....	32-33
5. INSPECTION PRÉALABLE À L'UTILISATION.....	33
6. MODÈ D'EMPLOI.....	33-36
6.1 Brancher au réseau.....	33-34
6.2 Les choses à savoir avant de pomper le lait.....	34
6.3 Pour commencer.....	35
6.4 Comment choisir la taille de manchon.....	36
6.5 Conserver le lait en bouteilles.....	37
7. NETTOYAGE DU SYSTÈME HYGIENIKIT.....	37-38
8. MAINTENANCE.....	38-39
8.1 Contrôle des valves du tire-lait.....	38
8.2 Entretien de l'adaptateur d'alimentation CA.....	39
9. DÉPANNAGE.....	40-41
10. GARANTIE.....	42
11. DONNÉES TECHNIQUE.....	43
12. CONSERVATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.....	43
13. VOYAGES ET UTILISATION À L'ÉTRANGER.....	43
14. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE AMEDA.....	44

Symboles



Avertissement



Mise en garde



Important



Fragile



Protéger contre les rayons solaires



Garder au sec



Fabricant



Limites de température pour le transport/la conservation



Limites d'humidité pour le transport/la conservation



Limites de température pour le fonctionnement



Limites d'humidité pour le fonctionnement



Limites de pression pour le fonctionnement/le transport/la conservation



Mise au rebut de l'équipement électrique et électronique



Numéro de série



Numéro au catalogue



Unité de mesure



Expiration



71WL
E189700
Breast Pump

Homologué UL

ÍNDICE

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.....	45-47
2. USO PREVISTO.....	47
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.....	48
4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.....	49-51
4.1 Antes del primer uso: limpieza de HygieniKit.....	49
4.2 Ensamblado de HygieniKit.....	50-51
5. INSPECCIÓN ANTES DE USAR LA BOMBA.....	52
6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....	52-55
6.1 Conexión a una fuente de alimentación.....	52-53
6.2 Información importante antes de comenzar la extracción con la bomba....	53
6.3 Inicio del proceso de succión con la bomba.....	54
6.4 Cómo adaptar el embudo.....	55
6.5 Almacenamiento de la leche obtenida en biberones.....	55
7. LIMPIEZA DE HYGIENIKIT.....	56-57
8. MANTENIMIENTO.....	57-58
8.1 Control de la válvula de la bomba de extracción.....	57
8.2 Cuidado del adaptador de CA.....	58
9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	59-60
10. GARANTÍA.....	61
11. DATOS TÉCNICOS.....	62
12. CONDICIONES OPERATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO.....	62
13. VIAJE O USO INTERNACIONAL.....	62
14. ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO DE AMEDA.....	63

Glosario de íconos



Advertencia



Precaución



Importante



Frágil



Protect from
sunlight



Mantener en
lugar seco



Fabricante



Límite de temperatura para transporte/
almacenamiento



Límite de humedad para transporte/
almacenamiento



Límite de temperatura para
funcionamiento



Límite de humedad para
funcionamiento



Límite de presión para
funcionamiento/transporte/
almacenamiento



Desecho de equipos
electrónicos y eléctricos



Número de serie



Número de catálogo



Unidad de medida



Vencimiento



71WL
E189700
Breast Pump

Clasificación UL

1. WARNINGS AND CAUTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially if children are present, the following basic safety precautions should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

DANGER: To reduce the risk of electrocution:

- Always unplug electrical product immediately after use.
- **DO NOT** use while bathing, showering or swimming.
- **DO NOT** place or store where product can fall or be pulled into a bathtub, shower, sink, or pool.
- **DO NOT** place or drop product into water or other liquid.
- **DO NOT** reach for electrical product that has fallen into water. Immediately unplug from electrical outlet.

The **WARNING** symbol identifies important safety instructions that if not followed can lead to injury or damage to the breast pump. The warning symbols when used with the following words stand for:

	WARNING Can lead to serious injury or death.
	CAUTION Can lead to minor injury.
	IMPORTANT Can lead to material damage.



WARNING: To avoid fire, electrocution, serious burns or injury:

- **NEVER** leave product unattended when plugged into an electrical outlet.
- Close supervision is necessary when product is used near children or persons with disabilities.
- Use product for its intended use **ONLY**, as described in this manual.
- **DO NOT** use parts that are not recommended by the manufacturer.

- Prior to use, always inspect power adapter for damage or exposed wires. If damage and/or exposed wires are found, do not use power adapter and call Ameda Customer Service ParentCare at **1.866.992.6332 (1.866.99. AMEDA)**.
- **NEVER** operate electrical product: if it has a damaged cord or plug; if it is not working properly; if it has been dropped, damaged, or becomes wet.
- Keep cord away from heated surface.
- **DO NOT** install batteries backwards, charge, put in fire, or mix with other battery types. May explode or leak causing injury. Replace all batteries at the same time.
- **NEVER** use while sleeping or when drowsy.
- **NEVER** insert or drop any object into any opening or into tubing.

Environmental Conditions That Affect Use

- **DO NOT** use outdoors with electrical cord.
- **DO NOT** operate where oxygen or aerosol spray products are being used.



WARNING: To avoid health risk and reduce the risk of injury:

This product is a personal care item and intended for use by only one user. This product should not be shared between users or resold or given from one user to another.

Do not use product if damaged. Use product only for intended use as described in this manual.

- **DO NOT** use pump while driving.
- Pumping can induce labor, **DO NOT** use while pregnant unless approved by your breastfeeding specialist or healthcare professional.
- Prior to first use and after every use, clean all parts (flange, diaphragm, valve and bottle) that come in contact with your breast and breastmilk.
- **DO NOT** use attachments other than those recommended by manufacturer
- **DO NOT** make mechanical or electrical modifications to breast pump base.
- Inspect all appropriate pump components before each use. Check the parts for cracks, chips, tears or wear. **DO NOT** use, contact Ameda Customer Service ParentCare at **1.866.992.6332 (1.866.99. AMEDA)** immediately.
- **DO NOT** continue pumping for more than 2 consecutive pumping sessions if no results are achieved.
- **DO NOT** heat or thaw frozen breastmilk in a microwave or boiling water. Microwaving can heat liquids unevenly. Both microwaving and boiling water can result in possible burns.

STRANGULATION HAZARD: Keep tubing and cords out of reach of children.

CHOKING HAZARD: Small parts, **NOT** for children under 3 years.



CAUTION: Can lead to minor injury:

- If batteries are in pump base, remove batteries before using the power adapter.
- **DO NOT** wrap cord around the body of the adapter.
- Use **ONLY** the AC power adapter that is recommended for the Finesse™ Breast Pump.
- **DO NOT** shorten tubing or modify the breast pump kit.
- Make sure the voltage of the power adapter is compatible with the power source.
- Plug the AC power adapter into the pump base prior to plugging into the wall socket.
- Remove AC power adapter from power source and remove batteries before wiping outside of pump base clean with a damp cloth.
- Keep away from dust, lint and direct sunlight, as damage may occur to breast pump where speed and suction may be reduced.
- **DO NOT** attempt to remove the breast flange from your breast while pumping. Turn the breast pump off and with your finger, break the seal between your breast and breast flange, then remove breast flange from your breast.



IMPORTANT: Can lead to material damage.

- **NEVER** put electrical product in water or a sterilizer, as you can cause permanent damage to the breast pump.
- **DO NOT** use antibacterial or abrasive cleaners/detergents when cleaning breast pump or breast pump parts.
- When plastic bottles and plastic breast pump kit parts are frozen, they can become brittle and may break when dropped.
- **DO NOT** over-fill bottles. Replace bottles before they overflow.
- Bottles and breast pump kit parts may become damaged if mishandled, e.g. dropped, overtightened, or knocked over.
- Always check bottles or breast pump kit parts prior to pumping. Discard breastmilk if bottles or breast pump kit parts are damaged.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Intended Use


The Ameda Finesse™ Breast Pump is intended to express and collect the mother's milk from the breasts of a nursing woman for the purpose of feeding the collected milk to a baby.

3. PRODUCT DESCRIPTION

Finesse™ Breast Pump & HygieniKit Milk Collection System



Pump parts may vary




1. Pump Base
2. Power Light
3. Speed Dial
4. Suction Dial
5. Tubing Adapter Port
6. Power Port
7. AC Power Adapter (included)
8. AA Battery Compartment (batteries not included)
9. Tubing Adapter
10. Tubing
11. Adapter Cap
12. Diaphragm
13. Breast Flange (25.0mm)
14. Valve (Extra Included)
15. Locking Ring
16. Locking Disc
17. Bottle (120ml)

4. SET-UP INSTRUCTIONS

4.1 Before First Use: Cleaning The Hygienikit

Before first use, unless otherwise directed by your healthcare provider, prepare the product for use as follows:

1. **POP OFF** the adapter cap(s) from the flange(s).
2. **SET ASIDE** adapter cap(s), tubing and tubing adapter—you do not need to take these apart from each other. These 3 parts **DO NOT** need to be washed before first use or after each use—milk does not come into direct contact with these parts.



DO NOT wash adapter cap, tubing and tubing adapter. Parts shown above.

Take apart the remaining parts, the diaphragm(s), flange(s), valve(s) and milk storage bottles, including locking ring(s) and locking disc(s), since these are the parts that can touch the breast milk once you begin pumping.



ALWAYS wash hands well with soap and water.

CLEANING: *Cleaning by boiling*



IMPORTANT: Set aside tubing, adapter cap and tubing adapter. These parts **DO NOT** need to be washed.

DO NOT allow boiling parts to contact bottom of pot. It may cause damage to parts.



WARNING: DO NOT leave boiling parts unattended.

Remove parts carefully from boiling water to avoid burning. Boiled water and steam from boiled water can cause severe skin burns, so use caution when boiling parts in water and removing parts from boiling water.

1.



- **BOIL** a pot of clean water.

2.



- **WASH** your hands.

3.



- **REMOVE** the parts carefully with clean tongs.

4.




- **Air DRY** on a clean surface.

- **PUT** flange(s), diaphragm(s), valve(s) and bottle(s), locking ring(s) and locking disc(s) into pot for **20 MINUTES**.

4.2 ASSEMBLING THE HYGIENIKIT

1.



Once your pump parts are dry, wash your hands and assemble the HygieniKit (single or double).



ALWAYS wash hands well with soap and water.

2.



HOLD by the rim or thicker sides of the valve.

3.



PUSH the valve(s) onto the bottom of the flange(s).

4.




ATTACH and **TIGHTEN** the bottle(s) or attach milk storage bag(s).

5.



INSERT the diaphragm(s) into the top of the flange.
*It is important that the inside of the diaphragm is completely **DRY** to avoid moisture from forming in the tubing.*

6.



ATTACH the adapter cap(s) by pressing it onto the top of the flange(s) until you hear a pop.

7.



The tubing should still be **CONNECTED** to the adapter cap(s) and tubing adapter.
If you have taken these apart, attach tubing to adapter cap(s) and the tubing to the tubing adapter.

8.a.



ASSEMBLED HYGIENIKIT
for single pumping.

8.b.



ASSEMBLED HYGIENIKIT
for double pumping.

5. INSPECTING BEFORE PUMPING



IMPORTANT: Before using the Finesse™ Breast Pump and HygieniKit system, check the parts for cracks, chips, tears, or wear. They can affect the function of the kit. If parts need replacing due to defects, please call your local distributor or the location where you purchased the pump. Do not use damaged parts. For a listing of distributors in your country, please visit **www.ameda.com**.

6. OPERATING INSTRUCTIONS

6.1 Plug into Power Source

Choosing and checking your electrical source

AC POWER ADAPTER



WARNING: Use **ONLY** the AC power adapter recommended for the Finesse™ Breast Pump. AC power adapters with Australia, United Kingdom or Europe or other international plug configurations are not intended for use in the USA or Canada.



WARNING: Always inspect the AC power adapter for damage such as kinking or twisting of cords or frayed or exposed wires. If damaged, discontinue use immediately and call customer service at **1-866-992-6332 (1-866-99-AMEDA)**.

1. If batteries are in pump base, **REMOVE** batteries before using AC power adapter plug.
2. **PUSH** small end of AC power adapter into left side of the pump base as shown.
3. **PLUG** other end into AC outlet.



TIP - USE new premium batteries (such as Energizer, Duracell), insert correctly as shown.

BATTERIES



WARNING: DO NOT

install backwards, charge, put in fire, or mix with other battery types. May explode or leak causing injury. Replace all batteries at the same time.



1. **OPEN** battery compartment on the bottom of the pump base.
2. **INSERT** six new AA batteries as shown.

6.2 Important to Know Before Breast Pumping

Learn how your breasts release milk and why Ameda's *Custom Control*™ mimics the way your baby breastfeeds.

Let-down & Milk Flow

When babies breastfeed, they latch on and start sucking quickly to help your body release hormones that signal your breasts to release your milk. This is called let-down. Once let-down occurs, your baby sucks longer and slower to help manage the milk flow that is spraying into your baby's mouth. With the Finesse™ breast pump, the separate dials allow you to mimic your baby's comfortable sucking pattern.

6.3 To Begin Pumping

1.



INSERT TUBING

adapter into pump base, then turn slightly to the right while pushing in firmly.

a.




For **SINGLE PUMPING**: Remove one tube from the tubing adapter and close one side.

b.



For **DOUBLE PUMPING**: Both tubes should be attached to the tubing adapter.

2.



CENTER flange on breast to create seal.

3.



TURN SUCTION

dial to right to turn on. Turn up to your highest comfortable suction level. If discomfort, turn suction down.

4.



TURN SPEED

dial all the way to the right to highest speed to start milk flow.

5.



Once milk flows, **TURN SPEED** dial to left to slow pump speed to help drain milk. Try half way, adjust as needed.

6.



Once milk flow slows, try for another let-down. **TURN SPEED** all the way up, then slow speed when milk is flowing. Repeat as needed.

7.



TURN SUCTION

dial to left to turn off.


8.



After pump is off, if necessary, **INSERT** a finger between breast(s) and breast flange(s) to break suction.


6.4 How to Fit Your Flange

Check breast flange fit, if pumping causes discomfort a larger or smaller breast flange size may be needed.




GOOD FIT -

During pumping, your nipple moves freely in the breast flange tunnel. You see space around the nipple. Not much areola is drawn into the tunnel with the nipple.



TOO SMALL -

During pumping, some or all of your nipple rubs against the sides of the breast flange tunnel.



TOO LARGE -

During pumping, more areola is drawn into the breast flange with your nipple. Your areola may rub against the side of the breast flange tunnel.

Additional flange sizes sold separately.

6.5 Storing Pumped Milk in Bottles

Make sure to not overfill bottles. If you plan on freezing bottles, fill only up to $\frac{3}{4}$ full, as milk expands with freezing. After milk has been pumped into Ameda storage bottles, close by placing locking disc on top of bottle (make sure circular raised middle part of disc is facing up). Tighten locking ring onto bottle. Label bottle with date and time that milk was pumped. Use storage chart provided as a guideline.



Guidelines for Storing and Thawing Human Milk

Storage Time for Human Milk*	Deep Freeze (0°F/-18°C)	Refrigerator Freezer (variable 0°F/-18°C)	Refrigerator (39°F/4°C)	Cooler with Frozen Ice Packs (59°F/15°C)	Room Temperature (66°F-72°F) (19°C-22°C) (72°F-79°F) (22°C-26°C)	
Fresh	12 Months	3-4 Months	8 Days	24 Hours	6-10 Hours	4 Hours
Frozen, Thawed in Fridge	Do Not Refreeze	Do Not Refreeze	24 Hours	Do Not Store	4 Hours	4 Hours
Thawed, Warmed, Not Fed	Do Not Refreeze	Do Not Refreeze	4 Hours	Do Not Store	Until Feeding Ends	Until Feeding Ends
Warmed, Fed	Discard	Discard	Discard	Discard	Until Feeding Ends	Until Feeding Ends

*Storage times may vary for premature or sick babies. Sources: Jones, F. *Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings*. Raleigh, NC: Human Milk Banking Association of North America, 2011.

7. CLEANING THE HYGIENIKIT

After Every Use: Cleaning The Hygienikit

1. **POP OFF** the adapter cap from the flange.
2. **SET ASIDE** adapter cap, tubing and tubing adapter— you do not need to take these apart from each other. These 3 parts **DO NOT** need to be washed before first use or after each use— milk does not come into direct contact with these parts.

Take apart the remaining parts, the diaphragm(s), the flange(s), valve(s) and milk storage bottles, including locking ring(s) and locking disc(s), since these are the parts that can touch the breast milk once you begin pumping.



DO NOT wash adapter cap, tubing and tubing adapter. Parts shown above.



ALWAYS wash hands well with soap and water.

CLEANING: *Cleaning with warm, soapy water*

After every use, unless otherwise directed by your healthcare provider, prepare the product for use as follows:



IMPORTANT: Set aside tubing, adapter cap and tubing adapter. These parts **DO NOT** need to be washed.

1.



RINSE any milk from pump parts with cool water.

2.



Hand **WASH** with warm, soapy water, the flange(s), diaphragm(s), valve(s) and (if applies) bottle(s), locking ring(s) and locking disc(s). Wash valve(s) and diaphragm(s) gently. Do not insert anything into valve(s) while cleaning.

3.



RINSE with warm, clean water the flange(s), diaphragm(s), valve(s) and (if applies) bottle(s), locking ring(s) and locking disc(s).

4.



Air **DRY** each part on a clean surface.



IMPORTANT: the flanges and milk storage containers can also be washed on upper rack of a standard, household dishwasher. **DO NOT** use solvents or abrasives. Allow to air dry on a clean surface. **DO NOT** put parts in Steam Bottle Sterilizers or Microwave Sterilizer Bags.

Cleaning Finesse™ Pump: Make sure it is unplugged prior to wiping the Finesse™ Breast Pump with clean, damp cloth.

8. MAINTENANCE

The breast pump base does not require service or maintenance except for changing batteries, if applies.

8.1 Breast Pump Valve Check

Inspect the valves for tears or holes. Replace any damaged valves prior to pumping. Wash valves per cleaning section. Do not insert bottle brush or something similar into valves. We recommend replacing valves approximately every 8-12 weeks but this can vary depending on cleaning and use.



8.2 Power Adapter Care


To care for your adapter be sure to follow these storage directions.




DO NOT wrap the power cord around the power adapter body.



CORRECT way to bundle cord.




DO NOT pull the cord to unplug the power adapter.




CORRECT way to plug in the power adapter.



WARNING: Prior to use, always inspect power adapter for damage or exposed wires. If damage and/or exposed wires are found, **DO NOT** use power adapter and call Ameda Customer Service ParentCare Team at **1-866-992-6332 (1-866-99-AMEDA).**



Twists, kinks or bends



Has bulges

Exposed wires

9. TROUBLESHOOTING

SLOW MILK FLOW, UNEVEN OR NO SUCTION

VALVE CHECK

Inspect the valves for tears or holes. Replace any damaged valves prior to pumping.

Wash valves per cleaning section. Do not insert bottle brush or something similar into valves.

We recommend replacing valves approximately every 8-12 weeks but this can vary depending on cleaning and use.

CONNECTION CHECK

Check assembly is correct and connection points are securely attached.

- Tubing adapter to tubing port
- Tubing adapter to tubing

Check adapter cap is attached to breast flange. It may be useful to remove adapter cap and reattach to breast flange.

DIAPHRAGM AND FLANGE/BOTTLE CHECK

Inspect the diaphragms for tears or holes. Replace any damaged diaphragms prior to pumping.

Check flanges, adapter cap or bottles for chips, cracks, breaks, or other damage. Replace any damaged flanges/adapter caps/bottles prior to pumping.

PUMP BASE MOTOR CHECK

Slowly and steadily increase the suction dial from the OFF position all the way to the Maximum position. The motor sound should increase as you turn the dial up.

Slowly and steadily increase the speed dial from Slow to Maximum. The motor should go faster as you turn the dial up.

BREAST FLANGE FIT CHECK

- **Good Fit:** Nipple is moving freely in tunnel of flange.
- **Too Small:** Nipple is rubbing against tunnel of flange.
- **Too Large:** Areola is being pulled into tunnel of flange.

AUDIBLE, HISSING NOISE OR AIR LEAKAGE	VALVE CHECK Inspect the valves for tears or holes. Replace any damaged valves prior to pumping. Wash valves per cleaning section. Do not insert bottle brush or something similar into valves. We recommend replacing valves approximately every 8-12 weeks but this can vary depending on cleaning and use. CONNECTION CHECK Check assembly is correct and connection points are securely attached. • Tubing adapter to tubing port • Tubing adapter to tubing Check adapter cap is attached to breast flange. It may be useful to remove adapter cap and reattach to breast flange.
POWER SOURCE	AC POWER ADAPTER Finesse™ is optimized for use with the AC Power Adapter. Make sure the AC power adapter is plugged all the way into the side of your pump base. Make sure there are no batteries installed in the pump base. Make sure you rotate the suction dial up to turn on the pump. Try your pump in a different electrical outlet. AA BATTERIES Be sure the batteries have been inserted correctly as shown inside the breast pump base's battery compartment. Use new premium batteries (such as Energizer, Duracell.) Do not use batteries with AC power adapter plugged into side of pump base. If problem persists, you can test that the batteries work in another battery powered appliance.

If there are still questions or issues please call Ameda's certified customer service ParentCare team at **1-866-992-6332 (1-866-99-AMEDA)**.

10. WARRANTY

THE AMEDA WARRANTY IS NONTRANSFERABLE BETWEEN INDIVIDUALS. THE AMEDA FINESSE ELECTRIC BREAST PUMP (“PRODUCT”) IS WARRANTED TO THE ORIGINAL USER—WHETHER INSTITUTIONAL OR INDIVIDUAL (“FIRST USER”)—ONLY.

From the date of the Individual User's purchase of this product, Ameda Company, Inc. (“Ameda”) warrants the Product to the Individual User against defects in material or workmanship for a period of one year for the pump mechanism and 90 days on other pump components except for breast pump valves. Ameda's sole obligation under this limited warranty shall be to repair or replace, at Ameda's option, any Product that is determined to be defective by Ameda and determined to be covered by this express limited warranty. Repair or replacement under this limited warranty is the sole and exclusive remedy of the First User. **PROOF OF PURCHASE IN THE FORM OF A RECEIPTED INVOICE OR BILL OF SALE EVIDENCING THAT THE PRODUCT IS WITHIN THE WARRANTY PERIOD MUST BE PRESENTED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.** This limited warranty is extended by Ameda ONLY to the First User and is not assignable or transferable. For warranty service contact Ameda at 1.866.99.AMEDA (26332).

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THE PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. AMEDA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THE PRODUCT OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

NON-APPLICABILITY OF WARRANTY

In addition to any other limitations on the warranty discussed above, the warranty shall expire and be of no force or effect upon the occurrence of any of the following:

- (i) the cause of damage to the Product is due to improper handling or use.
- (ii) opening of the pump motor, modifications, self-repair or use outside the instructions in this manual voids warranty.
- (iii) the Product is not properly maintained by the Individual User as determined by Ameda.
- (iiii) non-Ameda approved accessories or spare parts are used with the Product as determined by Ameda.

If any of the above occurs, Ameda shall not be responsible for damage to the Product, parts thereof or injuries arising therefrom, either directly or indirectly. The warranty terms set forth above replaces all prior warranties with respect to the purchased Product, whether in writing or otherwise.

Outside the United States: Call your local distributor or location where you purchased the Product. For a listing of distributors in your country, please visit www.ameda.com.

11. TECHNICAL DATA

POWER REQUIREMENTS

AC POWER ADAPTER (included)

AC Power Adapter – North American, Australia, United Kingdom, Europe Plug Configuration, , direct plug in AC power adapter. Output: 9.0V VDC/1.3A, Input: 100-240VAC 50/60HZ

BATTERIES (NOT INCLUDED): Six AA batteries, 1.5 V alkaline

REGULATORY COMPLIANCE: Regulatory: AC Power Adapters For North American Plug Configuration: ETL. AC Power Adapters For Australia Plug Configuration: RCM, SAA. Motor Unit: UL E189700.

PRODUCT DISPOSAL


This product contains electrical and electronic equipment.

1. The internal components of this product may contain hazardous materials. Dispose of this product according to local or regional waste administration systems and regulations.




2. Do not dispose of as unsorted municipal waste.
3. For further information regarding the environmental performance of this product please visit our website www.ameda.com.

12. STORAGE AND OPERATIONAL CONDITIONS



Operational
conditions



Transport
and Storage
conditions



Operation,
Transport
and Storage
conditions



Fragile



Protect
from
sunlight



Keep Dry

13. TRAVEL OR INTERNATIONAL USE



WARNING: Use **ONLY** the AC power adapter recommended for the Finesse™ Breast Pump.

AC power adapters with Australia, United Kingdom, Europe or other international plug configurations are not intended for use in North America.

If you will be traveling outside of your country where you received your Finesse™ breast pump you will need to use batteries or a Finesse™ AC power adapter specific to that area of travel in order to use your breast pump while traveling.



WARNING: You could cause serious harm to yourself or damage the breast pump.

14. AMEDA ACCESSORIES AND SPARE PARTS

SOME PUMPS MAY ALSO INCLUDE SOME OF THESE

ACCESSORIES: You may also be able to order these additional accessories or spare parts online, at a local Ameda retailer or Ameda insurance covered provider, visit **www.ameda.com** for more information.



Dottie
Tote



Minnie
Tote



Shoulder
Bag



AC Power
Adapter
North
America



AC Power
Adapter
Australia



Cool'N Carry
Milk Storage
Tote



Cooling
Element



Breast Milk
Storage
Bottles



Store'N
Pour
Bags



One-Hand
Breast
Pump



21.0 mm
Flexishield™ Areola
Stimulator



25.0 mm
Breast
Flange



28.5 mm
Breast
Flanges



28.5 mm
Insert/30.5
mm
Breast Flange



32.5/36.0 mm
Breast Flange



Valve



Diaphragm



Tubing



Tubing
Adapter



Adapter
Cap



Locking
Ring



Locking
Disk

1. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Au moment d'utiliser des produits électriques, tout particulièrement en présence d'enfants, il est nécessaire de toujours respecter les mesures de sécurité essentielles.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

DANGER : pour réduire les risques d'électrocution :

- Toujours débrancher les dispositifs électriques immédiatement après usage.
- **NE PAS** utiliser pendant le bain, la douche ou la nage.
- **NE PAS** placer ou ranger dans un endroit où le produit peut tomber ou être tiré dans le bain, la douche, l'évier ou la piscine.
- **NE PAS** placer ou plonger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- **NE JAMAIS** essayer d'attraper un produit électrique qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement du réseau.

Le symbole **AVERTISSEMENT** sert à identifier des instructions de sécurité importantes dont le non-respect risque d'entraîner les blessures et l'endommagement du tire-lait. Les symboles d'avertissement sont accompagnés des mentions suivantes, selon le degré de risque :

	AVERTISSEMENT Risque de blessures graves et de mort.
	MISE EN GARDE Risque de blessures mineures.
	IMPORTANT Risque de dommages matériels.



AVERTISSEMENT : afin de prévenir le risque d'incendie, d'électrocution et de brûlures et blessures sévères :

- **NE JAMAIS** laisser un produit branché dans une prise électrique sans surveillance.
- Une supervision étroite est nécessaire quand le produit est utilisé près d'enfants ou de personnes invalides.
- Utiliser le produit **UNIQUEMENT**, selon son usage prévu, comme décrit dans le présent manuel.
- **NE PAS** utiliser de pièces qui ne sont pas recommandées par le fabricant.
- Avant toute utilisation, veuillez inspecter l'adaptateur d'alimentation pour détecter les éventuels défauts ou fils dénudés. Si des défauts et/ou fils